



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL

Skin Shine Ibérica SL

NDV HIFEE SLIM (HIFEM)

Muscle Building
Lipo-Reduction
Body Shaping





Equipado con 4 aplicadores,
2 tamaños diferentes

NDV HIFEE

REDEFINIENDO TU VERDADERO YO



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL

Desarrollo muscular

Energía Electromagnética
Focalizada de Alta Intensidad

Alta tecnología dedicada
exclusivamente al cuerpo




NO INVASIVO SEGURO Y EFICAZ



OPERADOR INDEPENDIENTE



MEJORAR LOS RESULTADOS




GRUPO NUTRIDERMVITAL
NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL
NDV HIFEE

Mango pequeño único curvado, ergonómico, perfecto para el brazo, la cintura, las caderas, el muslo y la pantorrilla.



MANIPULO PEQUEÑO Y CURVO



Brazos



Cintura



Glúteos



Muslos



Pantorrillas

Fibras musculares

Neurona motora

Energía ATP

Miofibrilar

Grasa

Proteína

Vaso sanguíneo

Músculo



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL

Anatomía muscular

¿COMO FUNCIONA?


NO TRATA SÓLO DE GRASA



Las contracciones voluntarias pueden aumentar la demanda de energía de las células grasas. La epinefrina liberada indica a las células grasas que inicien la lipólisis.




Las contracciones supramaximales intensivas mejoran la liberación de epinefrina que desencadena un efecto en cascada que conduce a la lipólisis supramaximal en las células grasas.




El desbordamiento de ácidos grasos libres (FFA) causa disfunción celular e inducción de la muerte celular programada por apoptosis. Las células muertas colapsan y se eliminan naturalmente a través del sistema linfático.



Las contracciones supramaximales intensivas estimulan la respuesta de los músculos con una remodelación profunda de su estructura interna, lo que da como resultado un aumento de la densidad muscular y del volumen.



PARA OBTENER UN CUERPO ATRACTIVO ES NECESARIO CONSTRUIR MÚSCULO




Los miofibrilares se aflojan

A medida que envejecemos los miofibrilares se debilitan y son frágiles, esto puede ser ocasionado por embarazos, acumulación de grasa, falta de ejercicios y otros factores. La persona engorda y tiene flacidez




Los miofibrilares se rompen

El equipo interactúa con las neuronas musculares para inducir contracciones musculares supramáximas. En el proceso de contracciones musculares continuas, parte de los Miofibrilares se rompen gradualmente para provocar auto-reparación muscular.




Reparación de miofibrilares

Después del tratamiento, los Miofibrilares tienden a ser más fuertes. El músculo se vuelve firme y elástico. Responde con una profunda remodelación de la estructura interna que da como resultado la construcción muscular y el crecimiento y la forma del cuerpo.



Antes del tratamiento:

El músculo es delgado y la circunferencia del músculo es corta. Los Miofibrilares están sueltos con una densidad pequeña.




Después del tratamiento:

El músculo es más fuerte y la circunferencia del músculo es larga. Miofibrilar se fortalece y aumenta con gran densidad.



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL



Tratamiento, 30 Minutos


20000 Abdominales o sentadillas

100% contracciones musculares supramaximales,

otros ejercicios sólo llegan a 20-30%


La masa muscular abdominal aumenta en 16%

La firmeza muscular abdominal aumenta 11%




Acumulación de grasa

Cuando aumenta el exceso de peso, se acumula más grasa en las células existentes, haciendo que se hinchen y formen Celulitis. Acumulación de grasa puede ocurrir en el abdomen, glúteos, brazos, piernas



DISRUPCIÓN DE GRASA

Onda electromagnética, las contracciones supramáximas intensivas mejoran la liberación de epinefrina, lo que desencadena un efecto de cascada en la lipólisis en las células grasas.





Grasa Pérdida

Después del tratamiento con NDV HIFEE, las células grasas específicas se reducen en volumen y se eliminan.



Antes del tratamiento:

La grasa subcutánea y la grasa visceral son de gran espesor. El músculo es delgado con el cuerpo graso y flácido.



Después del tratamiento:

Se reducen la grasa subcutánea y visceral. El músculo se fortalece y aumenta con un cuerpo firme y fuerte.




PARA CONSEGUIR UN CUERPO ATRACTIVO **USTED NECESITA QUEMAR GRASA**



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL




Belleza+ Salud

Tratamiento/ Semana

En una sesión (1 tratamiento), la reducción de la grasa es 19%

La pérdida de circunferencia de la cintura 4cm

El metabolismo de las grasas aumentó a 5 veces



No- Invasivo Levantamiento de Glúteos



TONACIÓN MUSCULAR

No – Invasivo Levantamiento de Glúteos




GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL



TIPOS DE GLUTEOS



Tipo M

Después del parto

Caderas anchas

Tipo V

Tipo A


Glúteos de melocotón de tipo ideal

Efecto



Presenta **NDV HIFEE** un
tratamiento no invasivo, es no
ionizante, no radiante y no térmico.

Lo mejor de todo **NDV HIFEE**
se aplica sin anestesia y sin
agujas.



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL



ESCULTURA DE ABDOMEN



QUEMA DE GRASA
ESCULTURA DE ABDOMEN




GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL



PROBLEMAS DE ABDOMEN



Tipo H


Tipo de plegado

Tipo de grasa

Después del parto

Construye los
músculos abdominales
Perfecto Abs firmes y
abdominales en V

Efecto



Antes


La piel, la grasa y el músculo forman tu apariencia corporal en general.

Durante

La piel no se ve afectada mientras la energía penetra en las capas grasas y musculares.

Después


La piel no se ve afectada mientras la energía penetra en las capas grasas y musculares.



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL

BRAZOS Y MUSLOS REAFIRMANTES



Solución de reafirmación de
los brazos



GRUPO NUTRIDERMOVITAL

NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL



Solución de
reafirmación de muslos


Firme la piel:

Debido a las fluctuaciones de peso, embarazos, pasos del tiempo y otros factores, la piel pierde gradualmente su tonicidad y flexibilidad. A pesar de que esta flacidez de la piel afecta a todo el cuerpo, ciertas áreas son más susceptibles a ella: brazos y muslos internos.

SALUD PRIVADA DE LAS MUJERES



Solución reafirmante del
recto abdominal



Solución reafirmante del canal
interno de la vagina

NDV HIFEE utiliza tecnología de onda electromagnética enfocada en alta energía y pulsos de alta magnética para generar fuerza de movimiento direccional.

Una operación equivale a 10.000 ejercicios de Kegel.

Estimula las neuronas motoras para controlar la contracción muscular del suelo pélvico, activa el tejido del suelo pélvico y promueve la regeneración del colágeno.

Indicaciones: relajación vaginal, relajación muscular del suelo pélvico, incontinencia urinaria, prolapso uterino, etc.

NDV HIFEE

Modo de trabajo-Modo automático

Onda galvánica

Onda electromagnética para penetrar en la piel Rompiendo el contaminación en la piel
Acelerando la velocidad actualizada de la célula
Estimulando la velocidad del flujo de líquido



Onda cuadrada


Estimular las contracciones musculares y realizando movimientos pasivos,

Mejor para levantar, apretar y contorno de piel flácida.




Onda galvánica

Estimular el músculo intensamente principalmente ejercitar el músculo para construir la línea del cuerpo perfecta y firme.




Onda de púas gemelas

Potente penetración de la onda EMS transforma la grasa en consumo de energía rápidamente



Paso de Onda

Dos fases latiendo, la contratación de los músculos rítmicamente, que es el objetivo de cuerpo hinchado parte y hacer ejercicio.



Onda trapezoidal

Contraer los músculos rápidamente, mejorar el volumen de sangre circulante y drenar la materia de desecho.



Ola triangular

Estimular ligeramente, relajar los músculos tensos y agotados, que tiene como objetivo el sistema linfático.




GRUPO NUTRIDERMOVITAL


NutriDermoVital SL
Skin Shine Ibérica SL

CONSTRUCCIÓN MUSCULAR
Y QUEMA DE GRASA
NO SE REQUIERE SUDOR!

NDV HIFEE



Construcción
de músculo
tradicional



Otros
dispositivos de
modelado de
cuerpos



Liposucción
Quirúrgica

Especificación

NDV HIFEE

Datos técnicos

Tecnología: electromagnética pulsada de alta energía

Aplicadores: 4 aplicadores

Poder magnético: 7.0 Tesla \pm 20%

Frecuencia magnética: pulso bifásico simétrico, máximo 150 HZ

Protocolo de tratamiento: modo automático y modo manual

Tiempo de tratamiento: 30 minutos

Ancho de pulso: 0,26 ms

Interfaz: pantalla táctil de 10 pulgadas

Poder: 3500W

Dimensión: 460 * 380 * 1130 mm



GRUPO NUTRIDERMVITAL

NutriDermoVital SL

Skin Shine Ibérica SL

Accessory



and Screws



Coolant Inlet
/Coolant Outlet Tube



Screwdriver



Power Cord



Bandage