

Pride® QUEST

SCOOTER PLIABLE



LE SCOOTER IDEAL,
COMPACT ET PLIABLE



Prêt au transport et pliable facilement, the **scooter Quest** est parfait pour les personnes au train de vie actif. Il offre un grand confort de conduit et une superbe performance à l'intérieur comme à l'extérieur avec une vitesse de 6 km/h et une autonomie de 20km. Ce scooter est portable tress aisément et prend peu de place. Il passe aisément dans un placard, un coin de pièce ou le coffre d'une voiture. Le Quest est très stylisé et simple d'utilisation ce qui en fait un choix incontournable pour votre mobilité.



Scoter Plié



Facile à transporter



PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.pmr-france.com

SPÉCIFICATIONS

SCOOTER PLIABLE QUEST

4 roues: S19

Capacité de poids:	115 kg
Vitesse maximale ¹ :	Jusqu'à 6 km/h
Dégagement au sol ² :	6 cm
Rayon de giration ² :	82 cm
Longueur ² :	93 cm
Largeur ² :	48.5 cm
Pneus Arrière ² :	5 cm x 20 cm pleins
Pneus Avant ² :	4 cm x 18 cm pleins
Autonomie ^{1,4} :	Jusqu'à 20 km (lithium-ion)
Poids total sans les batteries ⁶ :	23.5 kg
Pièce la plus lourde:	23.5 kg (Le scooter ne se désassemble pas – Poids sans pack à batteries)
Siège standard:	Type : Pliable, compact, Plastique moulé recouvert de vinyl Revêtement: Vinyl gris Dimensions: 41 cm x 33 cm
Batteries requises ⁵ :	(1) 24-volt (lithium-ion) Taille : (1) 11.5 AH (lithium-ion) Poids ³ : 11.5 AH lithium-ion- 2.3 kg chacun (1 requise)
Type de chargeur:	2.5-amp, externe

Couleur:



¹ L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Cette spécification peut varier de (+ ou -) 10%.

² Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

³ AGM ou Cellules Gel recommandées.

⁴ Résultats dérivés de calculs théoriques basés sur les spécifications des batteries et des performances du système de propulsion conclus avec la capacité de poids maximale.

⁵ Le poids des batteries peut varier selon les fabricants.

Toutes les caractéristiques fournies par Heartway Medical Products.
Distribué par Pride Mobility®.

NOTE: Toutes données techniques peuvent changer sans notice préalable.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

C.PONS SARL - PMR-FRANCE

440 A sur la D 518

38160 SAINT VERAND

Tel : 04 76 64 01 46

Port : 06 08 47 61 76

Commande à transmettre par email

Email : contact@pmrfrance.com



FR_QUESTFOLDINGSCOOTER-SS-08-24-15_FR

CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de pliage unique
- Se plie en trois étapes simples
- Guidon ajustable
- Autonomie jusqu'à 20 km
- Facile à transporter à la maison, à l'hôtel ou à l'aéroport
- Peut être range allongé ou debout
- Roues avant articulées pour une meilleure stabilité
- Feus à LED avant et arrière

POUR PLIER:



POUR DEPLIER:



Note : Transporter cet article en avion et sujet aux règles de fédéral et à celle de la compagnie aérienne. Consultez votre compagnie aérienne avant votre vol pour vous assurer que votre Quest et ses batteries au lithium sont permis à bord.

Pride
QUEST

Pride
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

Tel:(0)33 06 08 47 61 76
www.pmr-france.com

