



ELDON BOX 2511-100




- ✓ Einfach, schnell und zuverlässig die Blutgruppe bestimmen
- ✓ Ergebnis in ca. 2 Minuten
- ✓ 24 Monate haltbar bei 5 - 37° C
- ✓ Keine Kühlung notwendig
- ✓ Geringe Kosten und die Möglichkeit von Staffelpreisen

Die EldonCardtm 2511 Einzeltestkarte mit getrockneten Blutgruppe-Reagenzien AB0 und RhD zum Gebrauch als In-Vitro-Diagnostikum.

Zum fachspezifischen Gebrauch innerhalb klinisch immunologischer Abteilungen und anderen Krankenhauslaboratorien. Der Test basiert auf direkter Hämagglutination. Die Antikörper auf der Karte agglutinieren die roten Blutkörperchen mit den entsprechenden Antigenen. Fehlende Agglutination (Klumpchenbildung) in einem Feld zeigt die Abwesenheit eines entsprechenden Antigens. Die Blutgruppe der getesteten Person wird nach dem Agglutinationsmuster auf der EldonCardtm bestimmt.

Die EldonCardtm 2511 wird in einer Eldon Box 2511-100 mit 100 Stück eingeschweißten Einzeltestkarten geliefert.



Eldon Sticks:
Je 200 Stück pro Packung (2x)

