


eazyplex[®] SARS-CoV-2


Wenn's drauf ankommt — eazyplex[®] SARS-CoV-2!

Die beste Kombination aus Sensitivität, Spezifität und Schnelligkeit!




- Lyophilisierte Teste
- 1 min Probenvorbereitung
- Keine RNA-Extraktion
- Variable Geräteauswahl
- Real-Time-Detektion
- **CE IVD**

Nutzen Sie die optimale Kombination aus der innovativsten Nukleinsäure-Amplifikations-Technik und dem anwenderfreundlichen Format des eazyplex[®] Systems. Mit dem eazyplex[®] SARS-CoV-2 erhalten Sie das Ergebnis ohne RNA-Extraktion direkt aus UTM/VTM, eSwab-Medium oder trockenen Tupfern in spätestens 25 Minuten. Unsere Geräte führen Sie mit ihrer intuitiven Software durch die Testung. Die Probenkontrolle informiert Sie über die Abstrich-Qualität und die automatisch generierte Tabelle liefert eindeutige Ergebnisse. Maximale diagnostische Sicherheit erhalten Sie durch die duale Testung des WHO-empfohlenen Targets „N-Gen“ und des ORF8-Gens.



Sichern Sie sich jetzt Ihren Demotermin und rufen Sie uns an: 08073 / 916 93 50



eazyplex[®] ist ein lyophilisiertes gebrauchsfertiges Amplifikationssystem und kann bei Raumtemperatur direkt am Arbeitsplatz gelagert werden. Während der Amplifikation wird das Ergebnis in Echtzeit („real-time“) detektiert.



AmplexDiagnostics GmbH
Werkstraße 2
83555 Gars Bahnhof
Germany
www.eazyplex.com

Kontakt/Contact

info@eazyplex.com
Tel.: +49 (0) 8073/91693-50
Fax: +49 (0) 8073/91693-55

