Hyg Hyg-Blog

Freigabedokumentation Sterilisation

Freigabe zur Anwendung gemäß Abschnitt 2.2.7 der KRINKO-BfArM-Empfehlung

Praxis: Sterilisator / Geräte-ID: Blatt-Nr.:

Je Charge eine Zeile. Chargenprotokolle eindeutig zuordnen aufbewahren.

Datum / Chargen-Nr.	Reinigung / Desinfektion[1]	Programm / Chargennummer	Prozesserfolg	Indikatoren[4]	Verpackung[5]	Kennzeich-nung	Entscheidung[5]	Freigabeperson / Datum, Uhrzeit[5]
	☐ i. O. ☐ n. i. O.		☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ freigegeben ☐ gesperrt	
	☐ i. O. ☐ n. i. O.		☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ freigegeben ☐ gesperrt	
	☐ i. O. ☐ n. i. O.		☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ freigegeben ☐ gesperrt	
	☐ i. O. ☐ n. i. O.		☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ freigegeben ☐ gesperrt	
	☐ i. O. ☐ n. i. O.		☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ freigegeben ☐ gesperrt	
	☐ i. O. ☐ n. i. O.		☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ freigegeben ☐ gesperrt	
	☐ i. O. ☐ n. i. O.		☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ i. O. ☐ n. i. O.	☐ freigegeben ☐ gesperrt	

Prüfkriterien und Nachweise

[1] Erfolgreiche Reinigung / Desinfektion bestätigen; ggf. RDG-Charge eintragen. [2] Vollständiger, korrekter Prozessverlauf gemäß Geräteausgabe [3] Umschlag Prozessindikator Klasse V [4] Verpackungen unversehrt und trocken.

[5] Freigabe nur bei erfüllten Freigabekriterien durch eine freigabeberechtigte Person; Unterschrift oder eindeutig zuordenbares Handzeichen eintragen. Bei Sperrung Maßnahmen dokumentieren.

Aufzeichnungen mindestens fünf Jahre aufbewahren; längere einschlägige Fristen bleiben unberührt.